



Анализ	Пробирка															
	Оксид кремния	Тромбин	Оксид кремния + гель	Тромбин + гель	Цитрат натрия 3,2%	Цитрат натрия 3,8%	ЭДТА К2	ЭДТА К3	Лития гепарин	Лития гепарин + гель	Натрия гепарин	Натрия цитрат 3,8% (СОЭ)	Фторид натрия + оксалат калия	Фторид натрия + гепарин	Фторид натрия + ЭДТА Na3	Без наполнителя
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРОЛОГИЯ																
Серология гепатитов (антитела и антигены): антитела класса IgG или IgM против вирусов гепатита А, В, D, Е, антигенов HBe и HBeAg; антигены вируса гепатита В HBeAg и HBsAg																
Антитела против других вирусов: антитела класса IgA, IgG, IgM против ЦМВ, ВЭБ, ВЗВ, аденовируса, эховируса, хантавируса, ВИЧ, ВПЧ, вирусов герпеса 1, 2, 6 типов, Коксаки, денге, клещевого энцефалита, кори, краснухи, паротита, и парагриппа 1, 2, 3 типа, парвовируса В19, пикорнавируса, риновируса, РСВ																
Антитела против паразитов: амеб, эхинококков, филярий, шистосом, возбудителей малярии и токсоплазмоза																
Антитела против бактерий и их токсинов: Bordatella pertussis, Brucella, Chlamydia, Helicobacter pylori, Bartonella henselae, Legionella, Listeria, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii, Rickettsia, Spirochaeta: Borrelia, Leptospira, Treponema																
Антитела против грибков: Aspergillosis, Blastomycosis, Candidiasis, Coccidioidomycosis, Cryptococcosis																
Серология сифилиса: ТРНА-тест																
Молекулярная идентификация вирусов, паразитов и бактерий (ПЦР, ЛЦР, гибридизация): ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, ВИЧ-РНК																

 Рекомендовано для анализа
 Анализ с ограничениями

Примечания:

- 1 Определение аммиака возможно только в ЭДТА-плазме.
- 2 Не измеряйте уровень натрия в пробирке с натрия гепарином / уровень лития в пробирке с лития гепарином.
- 3 Использовать только сыворотку.
- 4 Гормоны нестабильны, рекомендованы стабилизаторы.

- 5 Не используйте пробирки с активатором свертывания, чтобы определять АКТГ, алюминий и марганец.
- 6 Ренин измеряется только в ЭДТА-плазме.
- 7 Для определения Т3 рекомендуется использовать сыворотку.
- 8 Нейронспецифичная енолаза измеряется только в гепаринизированной плазме.
- 9 Не использовать цитратную плазму для определения продуктов распада фибрина; использовать сыворотку, смешанную с ингибиторами.
- 10 HLA B27 определяется только в гепаринизированной или ЭДТА-крови.